



从概念设计到产品上市的一站式合作伙伴

由美国工程团队进行全球资源管理

热塑性注塑、液态硅胶注塑

完整的模具解决方案

深圳工厂

Freudenberg Medical Asia 隶属于 Freudenberg Medical 医疗器械制造集团，是一家位于中国深圳的全方位的外资医疗器械制造商，工厂成立于2006年，拥有环球的工程团队进行全球资源管理和技术支持，专注于高精度高质量的医疗器械产品的配件，零部件及组件的热塑性、液态硅胶(LSR)注塑的制造和服务。该工厂，与其位于美国加州的姐妹工厂 Freudenberg Medical Baldwin Park 联合运营。可提供从单一配件到项目全包式的合同约定定制化的制造服务，包括开模、注塑、组装、包装和运输。每年制造部件项目从500个到5000万个不等。

深圳工厂提供医疗器械零部件的定制化生产，零部件所应用的医疗器械领域包括：微创手术，药物输送，IVD，呼吸，介入，心血管，糖尿病等。

制造能力包括注塑、组装、包装和各种配套服务和支持，如移印、丝印、热熔、热封包装、超声焊，冲压和点胶等。

采用与美国加州Baldwin Park 工厂相同的质量管理体系和管理方式。其中包括使用SAP ERP系统进行生产监控、材料采购和计划调度。

拥有TUV认证的10万级洁净生产间及组装间，FDA注册，ISO 13485质量管理体系，ISO 14001环境管理体系 ISO 14644-1 洁净间认证，计量与验证 IQ,OQ,PQ，科学注塑法，Toyo, Fanuc and Arburg 电动注塑机，先进的日本干燥机，冷水机和机械手，电脑监控的模具维护保养程序，SAP ERP 系统，DOE 能力

进一步了解 Freudenberg Medical

请致电 +86(755) 8401-2502，或者如果您在美国，请致电(877)308-0558
也可通过电子邮件 asia@freudenbergmedical.com 进行咨询

简介

ISO 8 级生产车间和组装间
Toyo, Fanuc and Arburg 注塑机，30-230 吨
日本进口烤料机、冷水机和机械手
计算机控制的模具维护保养程序
SAP ERP系统
计量与验证 (IQ、OQ、PQ)
科学注塑法
DOE 能力
24/7 生产

认证

FDA注册
ISO 13485
ISO 14001
ISO 14644-1
ISO Class 8 级生产车间